

Projeto - IA 2 - Deep Learning -Análise de Radiografia de Pulmões

PROFESSOR CESAR ALMIÑANA

ALUNOS: MARCIO FERNANDES CRUZ, EDUARDO BOLYHOS, ALISSON SALES e PAULO VIEGAS

LABDATA - AGOSTO/2022



▼ Objetivo do Trabalho

Criar uma ferramenta de apoio a decisão a área médica, baseado em um modelo de IA, para tentar automatizar a detecção de anomalias em radiografias pulmonares.

▼ Importação de Bibliotecas

Clique duas vezes (ou pressione "Enter") para editar

```

1 random_state = 20220731
2
3 from google.colab import drive
4 drive.mount('/content/drive')
5
6 from google.colab import auth
7 auth.authenticate_user()
8
9 from IPython.display import clear_output
10
11 import requests
12 gcloud_token = !gcloud auth print-access-token
13 gcloud_tokeninfo = requests.get('https://www.googleapis.com/oauth2/v3/tokeninfo?access_token=' + gcloud_token[0]).json()
14
15 email_logado = gcloud_tokeninfo['email']
16
17 import numpy as np
18 from sklearn.model_selection import train_test_split
19 from random import sample
20 import os
21 import numpy as np
22 import pandas as pd
23 import seaborn as sb
24 import matplotlib.pyplot as plt
25
26 from keras.applications import vgg16 as vgg
27 from keras.preprocessing import image as im
28 from keras.applications import vgg16 as vgg
29 from tensorflow.keras.preprocessing import image
30 from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50, preprocess_input, decode_predictions
31 from tensorflow.keras.applications import Xception
32
33 from keras.models import Model, Sequential
34 from keras.layers import Dense, Flatten
35 from tensorflow.keras.utils import to_categorical
36 import tensorflow as tf
37
38 clear_output()
```

▼ Funções Utilizadas no Notebook

```

1 # Varre determinado diretório e gera uma lista respeitando o numero máximo de Observações
2 def get_lista_observacoes(pasta, limite_observacoes):
3     if (limite_observacoes < len(os.listdir(pasta))):
4         return sample(os.listdir(pasta), limite_observacoes)
5     else:
```

```

6     return os.listdir(pasta)
7
8 # A partir de uma lista de imagem, retorna um array de imagens e suas classes com o objetivo de "Fitar" o modelo
9 def get_lista_imagens(pasta, lista_observacoes, classe, target_width, target_height, aplicar_normalizacao):
10    imagens, classes = [], []
11
12   for arquivo in lista_observacoes:
13       caminho_arquivo = os.path.join(pasta, arquivo)
14       imagem_original = im.img_to_array(im.load_img(caminho_arquivo, target_size=(target_width, target_height)))
15
16       if (aplicar_normalizacao==True):
17           imagens.append(vgg.preprocess_input(imagem_original))
18       else:
19           imagens.append(imagem_original)
20
21   classes.append(np.array(int(classe)))
22
23   imagens = np.array(imagens)
24   classes = np.array(classes)
25
26   return imagens, classes
27
28 def get_acuracia_base_teste(history):
29   return np.mean(history.history['val_accuracy'])
30
31 def get_variabilidade_base_teste(history):
32   return np.std(history.history['val_accuracy'])
33
34 def get_grafico_analise(history):
35   fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2)
36
37   fig.set_figwidth(30)
38   fig.set_figheight(5)
39
40   ax1.plot(history.history['loss'], label='Erro no Treinamento')
41   ax1.plot(history.history['val_loss'], label='Erro no Teste')
42   ax1.set_title('Análise de Erro')
43   ax1.set_ylabel('Loss')
44   ax1.set_xlabel('Época')
45   ax1.legend();
46
47   ax2.plot(history.history['accuracy'], label='Acurácia no Treino')
48   ax2.plot(history.history['val_accuracy'], label='Acurácia no Teste')
49   ax2.set_title('Análise da Acurácia')
50   ax2.set_ylabel('Accuracy')
51   ax2.set_xlabel('Época')
52   ax2.legend();
53
54   fig.suptitle('Análise Gráfica')
55   fig.show()
56
57
58 # Função para exibir a avaliação na base de Teste
59 def exibir_avaliacao(history):
60   print('Acurácia na Base de Teste: ', get_acuracia_base_teste(history))
61   print('Variabilidade na Base de Teste: ', get_variabilidade_base_teste(history))
62   get_grafico_analise(history)
63
64 # Usado nos métodos de Teste para Exibir o Pivot
65 def exibir_pivot_teste(modelo, imagens_test, classes_test):
66   classificacoes = modelo.predict(imagens_test)
67   classificacoes_modelo = (i.argmax() for i in classificacoes)
68
69   matrix_dataframe = pd.DataFrame({'classe_original': classes_test, 'classe_modelo': classificacoes_modelo}, index=range(imagens_test.
70   matrix_dataframe['count'] = 1
71
72   pivot = matrix_dataframe.pivot_table(values = 'count', index='classe_original', columns='classe_modelo', aggfunc='sum').fillna(0)
73
74   pivot.rename(index={0: 'Normal', 1: 'Pneumo-Bact', 2: 'Pneumo-Viral', 3: 'Covid' },
75               columns={0: 'Normal', 1: 'Pneumo-Bact', 2: 'Pneumo-Viral', 3: 'Covid' }, inplace=True)
76
77   print(pivot)
78   plt.figure(figsize=(20,8))
79   sb.heatmap(pivot / pivot.sum(axis=1), cmap='YlGnBu', annot=True, annot_kws={"fontsize":12});
80
81 def exibir_pivot_validacao(df):
82   pivot = df.pivot_table(values = 'count', index='classe_original', columns='classe_modelo', aggfunc='sum').fillna(0)
83
84   pivot.rename(index={0: 'Normal', 1: 'Pneumo-Bact', 2: 'Pneumo-Viral', 3: 'Covid' },
85               columns={0: 'Normal', 1: 'Pneumo-Bact', 2: 'Pneumo-Viral', 3: 'Covid' }, inplace=True)
86
87   print(pivot)

```

```

88 plt.figure(figsize=(20,8))
89 sb.heatmap(pivot / pivot.sum(axis=1), cmap='YlGnBu', annot=True, annot_kws={"fontsize":12});
90
91
92 # Função criada para executar previsões sobre arquivos unitários e alimentar em 1 array
93 def get_df_previsao(modelo, pasta, lista_observacoes, classe, target_width, target_height, aplicar_normalizacao):
94
95     df_resultado = pd.DataFrame(columns=['classe_original', 'classe_modelo', 'count'])
96
97     for arquivo in lista_observacoes:
98         caminho = os.path.join(pasta, arquivo)
99         imagem = im.img_to_array(im.load_img(caminho, target_size=(target_width, target_height)))
100
101     if (aplicar_normalizacao==True):
102         imagem = vgg.preprocess_input(imagem)
103
104     imagem = np.expand_dims(imagem, axis=0)
105
106     classificacao = modelo.predict(imagem)
107
108     dicionario = dict(classe_original = classe,
109                         classe_modelo = classificacao.argmax(),
110                         count= 1)
111     df_auxiliar = pd.DataFrame([dicionario])
112
113     df_resultado = pd.concat([df_resultado, df_auxiliar])
114
115 return df_resultado

```

▼ Configurações que podem ser trocadas pelo Usuário

```

1 # Definir limite de arquivos a serem observados e tamanho de imagem
2 # o total de arquivos não pode estourar o numero de registros que tem em determinada pasta
3 # Estas observações, são por tipo de classe
4
5 limite_observacoes = 500
6 limite_predicoes = 600
7
8 ratio = (400/300)
9
10 target_width = 80 # Para XCepion, no minimo 71
11 target_height = round(target_width*ratio)
12 epochas = 10
13
14
15 # Verifiquei que o shape da imagem normal é 300 x 400 por 3 canais, mas as outras com doença associada possuem tamanhos maiores
16
17 # Definir caminhos das pastas onde estão as observações
18 if email_logado=='marcio@marciofcruz.com':
19     pasta_raiz = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Science/imagenspulmao/Curated X-Ray Dataset'
20 elif email_logado=='alissondeandrade@gmail.com':
21     pasta_raiz = '/content/drive/MyDrive/MBA_FIA_DS_IA/DISCIPLINAS/4.IA_2/Curated X-Ray Dataset'
22 elif email_logado=='sonekabolyhos@gmail.com':
23     pasta_raiz = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Science/imagenspulmao/Curated X-Ray Dataset'
24 elif email_logado=='prv.viegas@gmail.com':
25     pasta_raiz = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Science/imagenspulmao/Curated X-Ray Dataset'
26 else:
27     pasta_raiz = "Não encontrado o email"
28
29 pasta_normal = os.path.join(pasta_raiz, 'Normal')
30 pasta_pneumonia_bacterial = os.path.join(pasta_raiz, 'Pneumonia-Bacterial')
31 pasta_pneumonia_viral = os.path.join(pasta_raiz, 'Pneumonia-Viral')
32 pasta_covid_19 = os.path.join(pasta_raiz, 'COVID-19')
33
34 print(f'A pasta raiz do {email_logado} é {pasta_raiz}')
35
36 if (not os.path.exists(pasta_normal)):
37     print('Caminho não existe: ', pasta_normal, ':', len(os.listdir(pasta_normal)))
38
39 if (not os.path.exists(pasta_pneumonia_bacterial)):
40     print('Caminho não existe: ', pasta_pneumonia_bacterial, ':', len(os.listdir(pasta_pneumonia_bacterial)))
41
42 if (not os.path.exists(pasta_covid_19)):
43     print('Caminho não existe: ', pasta_covid_19, ':', len(os.listdir(pasta_covid_19)))
44
45 if (not os.path.exists(pasta_viral)):
46     print('Caminho não existe: ', pasta_viral, ':', len(os.listdir(pasta_viral)))
47
48 observacoes_normal = get_lista_observacoes(pasta_normal, limite_observacoes)
49 observacoes_pneumonia_bacterial = get_lista_observacoes(pasta_pneumonia_bacterial, limite_observacoes)

```

```

50 observacoes_pneumonia_viral = get_lista_observacoes(pasta_pneumonia_viral, limite_observacoes)
51 observacoes_covid_19 = get_lista_observacoes(pasta_covid_19, limite_observacoes)
52
53 # Lista de imagens para Validação onde não estou considerando imagens já processadas
54 observacoes_normal_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_normal)) - set(observacoes_normal))), limite_predicoes)
55 observacoes_pneumonia_bacterial_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_pneumonia_bacterial)) - set(observacoes_pneumonia_bacter
56 observacoes_pneumonia_viral_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_pneumonia_viral)) - set(observacoes_pneumonia_viral)), limit
57 observacoes_covid_19_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_covid_19)) - set(observacoes_covid_19)), limite_predicoes)
A pasta raiz do marcio@marciofcruz.com é /content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/DataSet Data Science/imagenspulmao/Curated X-Ray Da

```

◀ ▶

```

1 pasta_raiz = "/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/DataSet Data Science/imagenspulmao/Curated X-Ray Dataset"
2
3 # Definir limite de arquivos a serem observados e tamanho de imagem
4 # o total de arquivos não pode exceder o numero de registros que tem em determinada pasta
5 # Estas observações, são por tipo de classe
6
7
8
9 limite_observacoes = 500
10 limite_predicoes = 600
11
12 ratio = (400/300)
13
14 target_width = 80 # Para XCepion, no mínimo 71
15 target_height = round(target_width*ratio)
16 epochas = 10
17
18 pasta_normal = os.path.join(pasta_raiz, 'Normal')
19 pasta_pneumonia_bacterial = os.path.join(pasta_raiz, 'Pneumonia-Bacterial')
20 pasta_pneumonia_viral = os.path.join(pasta_raiz, 'Pneumonia-Viral')
21 pasta_covid_19 = os.path.join(pasta_raiz, 'COVID-19')
22
23 print(f'A pasta raiz do {email_logado} é {pasta_raiz}')
24
25 if (not os.path.exists(pasta_normal)):
26     print('Caminho não existe: ', pasta_normal, ':', len(os.listdir(pasta_normal)))
27
28 if (not os.path.exists(pasta_pneumonia_bacterial)):
29     print('Caminho não existe: ', pasta_pneumonia_bacterial, ':', len(os.listdir(pasta_pneumonia_bacterial)))
30
31 if (not os.path.exists(pasta_pneumonia_viral)):
32     print('Caminho não existe: ', pasta_pneumonia_viral, ':', len(os.listdir(pasta_pneumonia_viral)))
33
34 if (not os.path.exists(pasta_covid_19)):
35     print('Caminho não existe: ', pasta_covid_19, ':', len(os.listdir(pasta_covid_19)))
36
37 observacoes_normal = get_lista_observacoes(pasta_normal, limite_observacoes)
38 observacoes_pneumonia_bacterial = get_lista_observacoes(pasta_pneumonia_bacterial, limite_observacoes)
39 observacoes_pneumonia_viral = get_lista_observacoes(pasta_pneumonia_viral, limite_observacoes)
40 observacoes_covid_19 = get_lista_observacoes(pasta_covid_19, limite_observacoes)
41
42 # Lista de imagens para Validação onde não estou considerando imagens já processadas
43 observacoes_normal_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_normal)) - set(observacoes_normal))), limite_predicoes)
44 observacoes_pneumonia_bacterial_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_pneumonia_bacterial)) - set(observacoes_pneumonia_bacter
45 observacoes_pneumonia_viral_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_pneumonia_viral)) - set(observacoes_pneumonia_viral)), limit
46 observacoes_covid_19_validacao = sample(list(set(os.listdir(pasta_covid_19)) - set(observacoes_covid_19)), limite_predicoes)

1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive

```

▼ Carregar Array de Imagens e Classes

```

1 imagens_normal, classes_normal = get_lista_imagens(pasta_normal, observacoes_normal, 0, target_width, target_height, True)
2 imagens_pneumonia_bacterial, classes_pneumonia_bacterial = get_lista_imagens(pasta_pneumonia_bacterial, observacoes_pneumonia_bacteri
3 imagens_pneumonia_viral, classes_pneumonia_viral = get_lista_imagens(pasta_pneumonia_viral ,observacoes_pneumonia_viral, 2, target_wid
4 imagens_covid_19, classes_covid_19 = get_lista_imagens(pasta_covid_19, observacoes_covid_19, 3, target_width, target_height, True)
5
6 # Separar Train e Test
7 imagens_normal_train, imagens_normal_test, classes_normal_train, classes_normal_test = train_test_split(imagens_normal, classes_normal
8 imagens_pneumonia_bacterial_train, imagens_pneumonia_bacterial_test, classes_pneumonia_bacterial_train, classes_pneumonia_bacterial_te
9 imagens_pneumonia_viral_train, imagens_pneumonia_viral_test, classes_pneumonia_viral_train, classes_pneumonia_viral_test = train_test_
10 imagens_covid_19_train, imagens_covid_19_test, classes_covid_19_train, classes_covid_19_test = train_test_split(imagens_covid_19, clas
11
12 imagens_train = np.concatenate((imagens_normal_train, imagens_pneumonia_bacterial_train, imagens_pneumonia_viral_train, imagens_covid_
13 classes_train = np.concatenate((classes_normal_train, classes_pneumonia_bacterial_train, classes_pneumonia_viral_train, classes_covid_

```

```

14 classes_train_cat = to_categorical(classes_train, 4) # Categorizar as 4 classes - Normal, Covid, Pneumonia Viral e Bacteriana
15
16 imagens_test = np.concatenate((imagens_normal_test, imagens_pneumonia_bacterial_test, imagens_pneumonia_viral_test, imagens_covid_19_t
17 classes_test = np.concatenate((classes_normal_test, classes_pneumonia_bacterial_test, classes_pneumonia_viral_test, classes_covid_19_t
18 classes_test_cat = to_categorical(classes_test, 4) # Categorizar as 4 classes - Normal, Covid, Pneumonia Viral e Bacteriana
19
20 # Apagar objetos para economizar RAM
21 del imagens_normal_train, imagens_pneumonia_bacterial_train, imagens_pneumonia_viral_train, imagens_covid_19_train
22 del classes_normal_train, classes_pneumonia_bacterial_train, classes_pneumonia_viral_train, classes_covid_19_train
23
24 del imagens_normal_test, imagens_pneumonia_bacterial_test, imagens_pneumonia_viral_test, imagens_covid_19_test
25 del classes_normal_test, classes_pneumonia_bacterial_test, classes_pneumonia_viral_test, classes_covid_19_test
26

```

▼ Arquitetura VGG16


▼ Inicialização e Compilação

```

1 base_vgg = vgg.VGG16(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(target_width, target_height, 3))
2 base_vgg.trainable = False
3
4 modelo = Sequential(base_vgg)
5 modelo.add(Flatten())
6 modelo.add(Dense(64, activation='relu'))
7 modelo.add(Dense(32, activation='relu'))
8 modelo.add(Dense(4, activation='softmax'))
9
10 # modelo.summary()
11
12 # Compilar o Modelo
13 modelo.compile(loss='categorical_crossentropy', #loss=tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
14                 optimizer='adam',
15                 metrics=['accuracy'])
16
17 # Fitar o Modelo
18 history = modelo.fit(imagens_train, classes_train_cat, epochs=epocas, validation_data=(imagens_test, classes_test_cat))
19 clear_output()
20
21 # Exibir a Avaliação do Modelo
22 exibir_avaliacao(history)

```


Acurácia na Base de Teste: 0.7534000098705291
 Variabilidade na Base de Teste: 0.0157683194011401



▼ Resultados sobre a base de Teste

```
1 exibir_pivot_teste(modelo, imagens_test, classes_test)
```

classe_modelo	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid
classe_original				
Normal	229	8	7	6
Pneumo-Bact	15	159	73	3
Pneumo-Viral	23	89	135	3
Covid	5	5	1	239




▼ Validação

```

1 df_normal_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_normal, observacoes_normal_validacao, 0, target_width, target_height, True)
2 df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_bacterial, observacoes_pneumonia_bacterial_validacao, 0, target_width, target_height, True)
3 df_observacoes_pneumonia_viral_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_viral, observacoes_pneumonia_viral_validacao, 2, target_width, target_height, True)
4 df_observacoes_covid_19_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_covid_19, observacoes_covid_19_validacao, 3, target_width, target_height, True)
5
6 exibir_pivot_validacao(pd.concat([df_normal_validacao,
7                               df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao,
8                               df_observacoes_pneumonia_viral_validacao,
9                               df_observacoes_covid_19_validacao]))

```

classe_modelo	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid
classe_original				
Normal	543	16	31	10
Pneumo-Bact	35	403	154	8
Pneumo-Viral	39	214	338	9
Covid	15	12	4	569



▼ Conclusões

O modelo tem acima de 90% de acuracidade para acertar radiografias com aspecto normal e também com Covid. Porém, para pneumonias virais e bacterianas não tem bom desempenho. Foram executadas 10 épocas mas, a partir da 2.a já percebe-se um equilíbrio, ou seja, não há necessidade de se ocupar tantas épocas.

▼ Arquitetura ResNet 50


▼ Inicialização e Compilação

```

1 base_resnet = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(target_width, target_height, 3))
2 base_resnet.trainable = False
3
4 modelo = Sequential(base_resnet)
5 modelo.add(Flatten())
6 modelo.add(Dense(64, activation='relu'))
7 modelo.add(Dense(32, activation='relu'))
8 modelo.add(Dense(4, activation='softmax'))
9
10 modelo.compile(loss='categorical_crossentropy', #loss=tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
11                 optimizer='adam',
12                 metrics=['accuracy'])
13
14 clear_output()
15
16 history = modelo.fit(imagens_train, classes_train_cat, epochs=epocas, validation_data=(imagens_test, classes_test_cat))
17 clear_output()
18
19 exibir_avaliacao(history)

```

Acurácia na Base de Teste: 0.7779000103473663
 Variabilidade na Base de Teste: 0.023729513948254826



▼ Resultados sobre a base de Teste

```
1 exibir_pivot_teste(modelo, imagens_test, classes_test)
```

classe_modelo	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid
classe_original	234	7	7	2


▼ Validação

```

1 df_normal_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_normal, observacoes_normal_validacao, 0, target_width, target_height, True)
2 df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_bacterial, observacoes_pneumonia_bacterial_vali
3 df_observacoes_pneumonia_viral_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_viral, observacoes_pneumonia_viral_validacao, 2, t
4 df_observacoes_covid_19_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_covid_19, observacoes_covid_19_validacao, 3, target_width, target_he
5
6 exibir_pivot_validacao(pd.concat([df_normal_validacao,
7                               df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao,
8                               df_observacoes_pneumonia_viral_validacao,
9                               df_observacoes_covid_19_validacao]))

```

classe_modelo	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid
classe_original	556	14	26	4
Normal	556	14	26	4
Pneumo-Bact	22	407	166	5
Pneumo-Viral	26	171	395	8
Covid	11	4	11	574



▼ Conclusões

O modelo tem acima de 93% de acuracidade para acertar radiografias com aspecto normal e também com 96% de Covid. Da mesma forma que o VGG16, para pneumonias virais e bacterianas não tem bom desempenho. Foram executadas 10 épocas mas, a partir da 2.a já percebe-se um equilíbrio, ou seja, não há necessidade de se ocupar tantas épocas.

▼ Arquitetura Xception

▼ Inicialização e Compilação

```

1 if (target_width>=71):
2     base_model = Xception(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(target_width, target_height, 3))
3     base_model.trainable = False
4
5     modelo = Sequential(base_model)
6     modelo.add(Flatten())
7     modelo.add(Dense(64, activation='relu'))
8     modelo.add(Dense(32, activation='relu'))
9     modelo.add(Dense(4, activation='softmax'))
10
11    modelo.compile(loss='categorical_crossentropy', #loss=tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
12                  optimizer='adam',
13                  metrics=['accuracy'])
14


```

```

15 clear_output()
16
17 history = modelo.fit(imagens_train, classes_train_cat, epochs=epocas, validation_data=(imagens_test, classes_test_cat))
18 clear_output()
19
20 exibir_avaliacao(history)

```

Acurácia na Base de Teste: 0.6281999975442887
 Variabilidade na Base de Teste: 0.08697331925205011




▼ Resultados sobre a base de Teste

```

1 if (target_width>=71):
2   exibir_pivot teste(modelo, imagens_test, classes_test)

```

	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid
classe_original				
Normal	235.0	4.0	7.0	4.0
Pneumo-Bact	32.0	146.0	63.0	9.0
Pneumo-Viral	46.0	81.0	119.0	4.0
Covid	7.0	5.0	0.0	238.0




▼ Validação

```

1 if (target_width>=71):
2   df_normal_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_normal, observacoes_normal_validacao, 0, target_width, target_height, True)
3   df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_bacterial, observacoes_pneumonia_bacterial_vali-
4   df_observacoes_pneumonia_viral_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_pneumonia_viral, observacoes_pneumonia_viral_validacao, 2,
5   df_observacoes_covid_19_validacao = get_df_previsao(modelo, pasta_covid_19, observacoes_covid_19_validacao, 3, target_width, target_
6
7 exibir_pivot_validacao(pd.concat([df_normal_validacao,
8                               df_observacoes_pneumonia_bacterial_validacao,
9                               df_observacoes_pneumonia_viral_validacao,
10                             df_observacoes_covid_19_validacao]))

```

classe_modelo	Normal	Pneumo-Bact	Pneumo-Viral	Covid	
classe_original	Normal	545	25	24	6
Normal	0.91	0.042	0.04	0.01	
Pneumo-Bact	0.13	0.65	0.19	0.025	
Pneumo-Viral	0.16	0.32	0.48	0.038	
Covid	0.047	0.033	0.015	0.91	



▼ Conclusões

O modelo tem acima de 91% de acuracidade para acertar radiografias com aspecto normal e COVID. Da mesma forma que o VGG16, para pneumonias virais e bacterianas não tem bom desempenho. Da mesma forma que as outras redes, a partir da 2.a já percebe-se um equilíbrio, ou seja, não há necessidade de se ocupar tantas épocas.

▼ Conclusão Final sobre o Experimento

Quantidade de imagens Utilizadas:

- 1000 imagens de Treinamento (250 por classe);
- 1000 imagens de Teste (250 por classe);
- 2400 imagens de Validação (600 por classe).

Redes Bases Utilizadas:

- VGG 16
- ResNet 50
- Xception

Camadas Adicionadas:

Foram mantidas as mesmas camadas, com o mesmo número de neurônios e função de ativação para justamente tentar descobrir se haveria muita diferença entre as acuracidades verificadas.

Foram executados 3 experimentos onde se observou resultados parecidos de acuracidade para cada uma das 4 classes analisadas, sendo:

- Radiografias Normal
- Radiografias com Pneumonia Viral
- Radiografias com Pneumonia Bacteriana
- Radiografias com COVID-19

Quais conclusões que chegamos:

- Os 3 modelos criados tem ótima acurácia para detectar indivíduos com pulmão normal e também com COVID-19;
- Manter a arquitetura inicial pode ajudar a melhorar o desempenho e o tamanho geral do modelo mas, se não for alterado a arquitetura posterior, os números praticamente se mantém.
- É importante estudar e testar várias arquiteturas mas, testar alterações em próximas camadas seja mais importante ainda.
- Apesar de acuracidade de 90% ser ótimo, este modelo está longe de ser um modelo final de decisão mas, pode ser útil para modelo de apoio inicial de decisão médica.

Não vimos necessidade de usar técnicas como *data augmentation* pois o número de amostras já é suficiente. E, como as radiografias já são extraídas num certo padrão e em ambiente controlado (sala de Raio-X), não foi verificada a necessidade de usar tal técnica.

Sugestão de trabalho futuro:

Este trabalho é apenas um esboço do que pode ser feito com redes neurais para análise de radiografias. Existem inúmeras arquiteturas que podem ser utilizadas bem como configurações que possam ser aplicadas. Pode parecer óbvio mas todo experimento deve ser acompanhado de uma telemetria bem feita. E, por último, pelo domínio do negócio ser a saúde, deve ser usado sempre o maior número de observações possível.

